

Made in Sweden



Strana højskab

Fås også som MR vogn



- Dørene og sider af vandfast lamineret MDF plade
- Dørhåndtag i rustfrit stål
- Sidepaneler af holdbart plast alternativt udtræks skinner i metal / rustfrit stål
- Aftagelige og vaskbare (120C) ISO-bakker i transparent polykarbonat, 300 x 400 mm
- Valgfri højde af kasser; 50, 100 og 200 mm
- Skuffeindretninger i polycarbonat
- Fås med aluminium plade i skufferne
- Vognen er vaskbar
- Kugleleje finske Manner hjul, Ø 100 mm



- Som en mulighed kan vælges Manner hjul (ikke magnetiske) med keramiske lejer. Hjulene er i så fald lavet af messing, polyamid og polypropylen, Ø 100 mm
- Chassis i rustfrit stål SIS 2333
- Fås i farverne hvid eller grå
- Fås med et udvalg af tilbehør såsom væg skinne, holder til stikdåser eller forskellige former for flasker mv



Den bredere vogn er:
1500 mm høj
490 mm bred (dør side)
690 mm dybde
Topplade stikker 15 mm
ud hele vejen rundt



Den smallere vogn er:
1500 mm høj
343 mm bred (dør side)
490 mm dybde
Topplade stikker 15 mm
ud hele vejen rundt

HBImedical
Equipment you can trust

hbimedical - 3600 Frederikssund - Danmark
tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com