

Made in Sweden

AireRx®
PROTECTX

AireRx® Protect

Strømpe med friktions- og træk/vrid beskyttelse med aflastningsindlæg under fod og omkring anklerne for yderligere at forebygge decubitus

- Dette unikke materiale GlideWear, beskytter mod friktions og træk/vrid problematikken, der kan være årsag til hudskader og sår
- AFLASTNINGSINDLÆG UNDER HELE FODEN SAMT OMKRING ANKLEN
- GlideWear-materialet er patenteret, giver samme friktionskoefficient som metal mod is
- Kan med fordel anvendes af brugere der er i risiko for at få sår pga af træk og vridninger af huden. F.eks. ældre med tynd og sårbar hud.
- Elastisk og blødt
- Åndbar med god luftgennemstrømning
- Strømpen skal sættes på med sømmene udad. Lukkes med velcro-luk, hvilket gør at den kan tilpasses de forskellige størrelser på ben
- Vaskes på 60°C i mildt vaskemiddel. OBS: velcro-luk, lukkes under vask
- Tørretumbles eller i tørreskab ved lav varme
- Findes i 3 størrelser: S, M og L
- GlideWear-materiale: nylon/spandex og nylon
- Tråd: polyester (indeholder ikke latex)



- OBS: AireRx Protect må ikke placeres direkte på sår. Brugeren bør ikke gå rundt på AireRx alene pga risikoen for at glide og falde.



HBImedical
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekersten
tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com