

**NYHED!**



# Transportstole -til lejlighedsvisse transporter

## Fordele:

- 68 % pladsbesparende
- Ergonomisk og behagelig
- Masser af tilbehør
- Innovativt design
- Forskellige farver
- Lydløs og nem betjening
- Foldbart armlæn og fodstøtte

## Tekniske specifikationer:

- Elokseret E6 Eloxalyta 5000 -serien aluminiumprofil i hovedrammen
- PA6 GF15 -og PP-plast i fodstøtte, ryglæn, armstøtte, sæde, hjulgafler og bremsedele
- 304 rustfrit stål 32 mm x 2 mm i kørehåndtag og fodstøtte
- Rustfrit stål i udløser håndtaget til bremse
- Højeste kvalitet på PU-baseret for- og baghjul (200 x 500 mm bag , 125 x 32 mm for)
- Maxbelastning: 140 kg

## Størrelse:

- Højde til sæde: 420 mm
- Bredde fra, armlæn til armlæn: 570 mm
- Totalhøjde: 1020 mm
- Total bredde : 695 mm
- Total længde : 890 mm (fodstøtte oppe)
- Total længde : 1040 mm (fodstøtte nede)



**HBI**medical  
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekkerten  
tlf +45 22181168 - e-mail: [info@hbimedical.dk](mailto:info@hbimedical.dk)  
hjemmeside: [www.hbimedical.dk/](http://www.hbimedical.dk/)[www.hbimedical.com](http://www.hbimedical.com)