

Made in EU



Forebyggende trykaflastning for liggende og siddende brugere

Gel Bodies

Gelbeskyttelse er en enkel løsning på et komplekst problem.

Gelbeskyttelse er en enkel løsning på et komplekst problem. Gelbodies kombinerer trykaflastende gel og trugel, indlagt i et blødt og elastisk Coolband-materiale. Gelbodies anvendes som langtidbeskyttelse mod decubitus og nerveskader. Kan anvendes på immobile patienter og i rehabiliteringen. Coolband materialet er åndbart, behageligt mod huden og kan maskinvaskes. Materialet er behandlet så det hæmmer lugt der kan forekomme som følge af bakterier i stoffet. Garanti: 1 år

Produktinformation:

- Coolband: 95% polyester og 5% LYCRA COOLMAXFIBRE
- Coolmaxfibre: DuPonts COOLMAX modvirker sved, hvilket medfører øget komfort og kølighed.
- Ultra-friskbehandlet: Modvirker fremkomsten lugtskabende bakterier i stoffet.

Måle instruktion: Mål den største omkreds, hvor produktet skal anvendes. Havner størrelsen mellem to størrelser, anvend da den største.

Størrelse

Albuebeskyttelse:

20-25 cm	Small	GB 010-2
25-30 cm	Medium	GB 011-2
30-36 cm	Large	GB 012-2
36-41 cm	X-large	GB 013-2

Knæbeskyttelse:

23-28 cm	Small	GB 040-2
28-33 cm	Medium	GB 041-2
33-41 cm	Large	GB 042-2

Ben- og armbeskyttelse:

25-33 cm	Medium	GB 021-2
33-41 cm	Large	GB 022-2

Hæl- og ankelbeskyttelse:

20-25 cm	Small	GB 030-2
25-30 cm	Medium	GB 031-2
30-36 cm	Large	GB 032-2

Fjern gelen, inden Gelbodies vaskes



1-års
garanti!

HBImedical
Equipment you can trust

HBI Medical, Nørrevej 70B, 3070 Snekersten
tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com