

Made in USA

GLIDE
WEAR[®]

Glidewear[®]

Strømper med træk-og vrid beskyttelse

- Dette unikke materiale beskytter mod friktion og træk som ellers ville kunne give hudskader og sår
- Stoffet er patenteret, giver samme friktionskoefficient som metal mod is
- Kan med fordel bruges af patienter med risiko for at få sår pga træk og vridning af huden. f.eks. ældre med tynd og sårbar hud. Intensiv patienter med nedsat følsomhed og immobilitet
- Føles elastisk og blødt mod huden
- Åndbar med god luftgennemstrømning
- Strømpen skal sættes på med syningerne udad
- Vaskes ved 60°C med mildt vaskemiddel (stoffet tåler over 100°C - manchetten tåler 60°C)
- Tørretumbles eller tørres i varmeskab på lav varme
- Findes i 4 størrelser: S, M, L og XL
- GlideWear[®] Liner materiale: nylon/spandex
- Søm: polyester (indeholder ikke latex)
- OBS: GlideWear på ikke anvendes direkte på et sår. Brug ikke strømpen uden brug af sikkert fodtøj pga glide og fald risiko



Art.nr Storlek

GW-SX6S	Small
GW-SX6M	Medium
GW-SX6L	Large
GW-SX6XL	X-large



HBImedical
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekersten
tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com