

Made in USA



Effektiv fjernelse af kirurgisk røg

miniSQUAIR

*Se hvordan produktet virker,
på vores hjemmeside!*



miniSQUAIR er det eneste produkt til fjernelse af kirurgisk røg, der beviseligt fjerner 99,5% af den røg, der udvikles ved brug af diatermi og laser ved åben kirurgi. Dette innovative produkt, beskytter både patient og personale mod de risici der er ved kirurgisk røg

- Ved anbringelse på max 3 cm fra incisionen, fjernes 99,5% af røgen
- Det bløde design og den lave profil, bevirker at minisquair hverken hindrer synsfeltet eller forstyrrer operationsfeltet
- Kan anvendes sammen sårhager
- Der kan klippes i filteret for tilpasning til operationsfeltet



HBImedical
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekkerten
tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com