



Optøning af plasma
Opvarmning af blod

Sikkerhed og pålidelighed ved optøning og opvarmning af blod og blodprodukter

Barkey plasmatherm er en løsning til optøning og opvarmning af alle frosne præparater af frik plasma (FFP), blod og erythrocyttskoncentrater (EC), kryokonserverede præparater, kryokonserverede stamceller (HPC) eller infusionsopløsninger.

Barkey plasmatherms stærke sider

- Sikker og enkel betjening. Selv for uøvet personale
- Blevist og dokumenteret optønings- og opvarmningsproces
- Universel anvendelse til plasma, blod, optøning af stamceller, kontinuierlig drift og bruger-specifikke indstillinger (muligt uden skærmskuler)
- Nem og overkommelig hygiejne, takket være glatte overflader samt afrundede hjørner og kanten
- Højest produktivitet = sikker investering
- Løbskontrol = kontaminations- og infektionsrisikofaktor for både personale og patienter
- Direkte valg af for eksempel blod eller plasma
- Menu-styret brugervejledning
- Stort display med tydelig tekst
- Konstrueret helt i plast = korrosionsresistent
- Omkostningsbesparende og miljøbevidst drift



Det vide akrobilskåp er ikke inkluderet i leveransen



Plasmatherm fylt med fip'er.

Yderligere fordeler – et overblik

Spæciet

- Selvtæst
- Sprogvalg indstillet fra fabrikken ved bestilling

Ekstra tilbehør som tilvalg

- Ethernet-forbindelse
- Strøgkodeleser
- Log-printer

Mobil anvendelse

- Plasmatherm kan udvides med et mobilt opvarmet stående kabinet i forbindelse med et ekstra, tilgængeligt Barkey opvarmingscenter II.

Hygiejnekonceptet

- IKer og ubetydelig visualisering af rester af snovs og blod på grund af enhedens lyse overflader
- Ingen mikrober udsendes fra enheden til atmosfæren på grund af luftcirkulationen
- Nem at afrens med desinfektionsmiddel, takket være glatte overflader og afrundede hjørner.

Sikkerhedskonceptet

- Fulldækkede, tør temperaturregulering
- Optisk og akustisk signal, når opvarmings-tiden er afsluttet
- Transfusionsmateriale bevares sin biologiske kvalitet, takket være den begrænsede opvarmingstid
- Visuel kontrol af præparaterne under temperaturkontrol
- Flere uafhængige temperaturskæninger
- Transfusions-kompatible opvarmning af blodprodukter uden bevægelse

Overnåtslig hygiejne, nem rengøring

- Barkey plasmatherm garanterer korrosionsfri drift, takket være den unikke konstruktion i ren plast.
- De transparente, glatte overflader med afrundede indvendige hjørner letter hygiejneprocessen. En unik egenskab er den integrerede ledningskontrol med fugt-sensorer, der signalerer ledage i produkt-erne ved at stoppe programmet, samt et optisk og akustisk signal, der hindrer vidertransport til patienten i overens-stemmelser med transfusions regulatormer.

- Det hvide, absorberende terra papir gør blodrester fra slangeforbindelser let synlige og bealytter enhedens operatør mod eventuel kontamination.
- Blod og blodprodukter forbliver synlige under opvarmningen og kan lides glemmes, takket være det transparente dæksel og de gennemslagsige opvarmingspuder.

Type	Barkey plasmatherm
Artikelnummer	212.10043
Til lysnetforsyning	230V / 50Hz, 60Hz
Artikelnummer	212.10044
Til lysnetforsyning	115V / 60Hz
Temperaturindstilling	+37 til maks. +45 °C
Interface/enheder:	Tilvalg Ethernet-forbindelse Strøgkode-scanner Log-printer
Dimensioner (WxDxH)	340 x 600 x 320 mm
Vægt, uden tilgæ-prodakter	18 kg
Kapacitet	9 l
Sikringsklasse	I
Certificering	CE 0123
Barkey er certificeret til:	ISO 9001 ISO 13485
Made in Germany	

HBI medical, Nørrevej 70B, 3070 Snekersten
 tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
 hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com