

Made in Sweden



Strana MR vogn

Vognen er produceret i samarbejde med MR personale

- Designet til brug i forbindelse med MRI
 - Chassis i rustfrit stål SIS 2333
 - Skuffefronter og sider i laminat (stel af lamineret MDF)
 - Skuffe håndtag i aluminium
 - Udtræks skinner Rustfri
 - Manner hjul (ikke magnetiske) med keramiske lejer. Hjulene er lavet af messing, polyamid og polypropylen, Ø 100 mm
- Aftagelige og vaskbare ISO bakker i transparent polykarbonat, 400 x 300 mm, fås i højden; 50, 100 og 200 mm
- Fleksibel skuffeindretning i polycarbonat
- Integreret handtag i bordpladen
- Vognen er tilgængelig med forskellige skuffer samt med en række tilbehør, såsom vægskinne, holder til stikdåser og forskellige flaskeholder
- Vognen kan rengøres med rengørings- og desinfektionsmidler, der anvendes på hospitaler
- ISO-bakker og skuffe inddelinger kan tåle alle de rengøringsmidler, der anvendes på hospitaler samt temperaturer op til + 120C



5 farvevalg! (Ydersiden er altid hvid)



Dimensioner vogn: 445 x 395 mm

Højde vogn: 805 mm

Dimensioner arbejdsflade: 540 x 425 mm



Fuldt udtrækkelige skuffer



Valgbar farve af laminatet hele vejen rundt

HBImedical
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekersten
tlf +45 22181168 - e-mail: info@hbimedical.dk
hjemmeside: www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com